



PRIM



Fisioterapia y Rehabilitación



CAMILLA DE MASAJE PORTÁTIL

La camilla de aluminio más resistente



ref. 508886 camilla portátil reclinable



CAMILLA DE MASAJE PORTÁTIL

Camilla de diseño especial que permite de forma cómoda, para paciente y terapeuta, la práctica de masaje y manipulación especialmente cuando se requiere el desplazamiento de la camilla o simplemente debemos liberar espacio en nuestra sala, asegurando una estabilidad, confort y robustez propio de las camillas rígidas.

DATOS DE PEDIDO

508886 *Camilla Portátil Reclinable*

508882 *Camilla Portátil no Reclinable*

505134 *Bolsa de transporte*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Bastidor de tubo extrusionado de duraluminio
- Refuerzo estructural en zonas de carga crítica
- Tapizado en simil piel Azul de tacto sedoso
- Almohadillado semi-blando de 6 cm
- Regulación fácil de altura 62 a 78 cm
- Hueco de nariz confortable
- Marco protector de aluminio
- Patas de protección con camilla cerrada
- Asidero cómodo y resistente ABS
- Peso máx de paciente 135 Kg
- Medidas extendida 185 x 62 cm.
- Medidas cerrada 92 x 62 x 20 cm. Peso 13 Kg.

- Peso estático: 726 kgs
- Peso de trabajo: 181 kgs



ref. 508882 camilla portátil no reclinable



ref. 505134 bolsa de transporte

al Servicio de la Salud



C/ F nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid - Teléfono: 902 161 024 - Fax: 902 102 418
e-mail: info@enraf.es - www.enraf.es